

# Gel-a-Med<sup>®</sup>

Rollstuhlkissen / Sitzkissen

Toilettenstuhlkissen / Duschstuhlkissen

Bettauflagen / Wärmebettauflagen

OP-Auflagen / OP-Lagerungshilfen

Medizinisches  
Sitzen und Liegen  
Bett- und Sitzauflagen      CE

D Ü S S E L D O R F      G E R M A N Y

**Gel-a-Med®** Produkte sind unentbehrliche Hilfsmittel zur Behandlung von dekubitusgefährdeten Patienten in Reha-Zentren, Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie im Home-Care-Bereich.

**Gel-a-Med®** Produkte bestehen zu 100 % aus Silikon. Die Elastizität des Silikons ermöglicht die Anwendung an verschiedenen Körperpartien. Die hohe Elastizität mindert Scherkräfte der Haut auf ein Minimum und begünstigt eine effiziente Druckentlastung.

**Gel-a-Med®** Produkte sind polsternd und abfedernd. Dadurch ist eine bequeme und komfortable Positionierung sensibler Körperteile möglich.

**Gel-a-Med®** Produkte haben eine erweiterte Auflagefläche. Durch eine erweiterte Auflagefläche wird hoher Auflagedruck des Patienten gesenkt und gewährleistet somit eine optimale Blutzirkulation. Durchblutungsausfall und Nervenschädigung werden somit vorgebeugt.

**Gel-a-Med®** Produkte sind aufgrund einer Vernetzung von Makromolekülen des Silikons rückstellfähig, alterungsbeständig und weisen selbst bei größeren mechanischen Einflüssen keine Materialermüdung auf.

**Gel-a-Med®** Produkte sind auslaufgeschützt. Das Mischungsverhältnis verhindert ein Auslaufen des Silikongels bei Verletzung der Folie.

**Gel-a-Med®** Produkte sind in einer atmungsaktiven, strapazierfähigen, bakteriedichten Polyurethanfolie eingeschweißt. Die Folie ist mit mikroskopisch kleinen Löchern versehen und ermöglicht so ein günstiges Mikroklima zwischen der Haut des Patienten und dem **Gel-a-Med®** Produkt. Der eingesetzte Kunststoff ist bei bestimmungsmäßigem Gebrauch langlebig und desinfizierbar.

**Gel-a-Med®** Produkte werden aus hochwertigen, gesundheitlich unbedenklichen Silikon hergestellt. Die Medizinprodukte zeichnen sich durch eine gute Hautverträglichkeit aus. Sie sind frei von Allergenen, Latex, Schadstoffen und Weichmachern.

**Gel-a-Med®** Produkte aus 100 % Silikon sind temperaturbeständig von -40 °C bis +140 °C und passen sich optimal der Körpertemperatur an.

**Gel-a-Med®** Produkte sind zu 90 % röntgenstrahlendurchlässig.

**Gel-a-Med®** Produkte sind CE-gekennzeichnet und gehören der Medizinprodukte Klasse I an.

**Gel-a-Med®** Produktanwendung. Um eine sichere Anwendung und einen langen Nutzen an diesen Produkten zu gewährleisten sind die begleitenden Anwendungs- und Pflegehinweise zu beachten. Bei sachgemäßer Handhabung gewähren wir auf unsere **Gel-a-Med®** Produkte 2 Jahre Garantie.

**Gel-a-Med®** Reparaturservice. Kleine Beschädigungen, wie Risse oder Löcher in der Folie sollten zeitnah repariert werden. Eindringende Flüssigkeiten und Desinfektionsmittel können die Langlebigkeit des Produktes gefährden. Die Beachtung dieser Anwendungshinweise sollten Ihnen helfen das Produkt über einen langen Zeitraum und zu Ihrer Zufriedenheit nutzen zu können.

**Wir wünschen Ihnen einen langen und erfolgreichen Einsatz mit unseren Produkten.**

Hilfsmittel – Positionsnummer:  
11.39.02.0001 (Vollsilikon - Produkte)  
11.39.02.1004 (Light - Produkte)

### ROLLSTUHLKISSEN / SITZKISSEN


#### **Gel-a-Med® ROLLSTUHLKISSEN / SITZKISSEN**

Sondergrößen möglich inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus

Hilfsmittelnummer 11.39.02.0001

Silikon-Gel



#### **Gel-a-Med® ROLLSTUHLKISSEN / SITZKISSEN LIGHT**

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus

Geeignet für aktive Rollstuhlfahrer

Hilfsmittelnummer 11.39.00.1004

Silikon-Gel / Schaumstoff



### TOILETTENKISSEN / DUSCHSTUHLKISSEN

#### **Gel-a-Med® TOILETTENKISSEN / DUSCHSTUHLKISSEN**

offen oder geschlossen

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus

Hilfsmittelnummer 11.39.02.0001



### BETTAUFLAGEN

#### **Gel-a-Med® BEZÜGE MIT REIßVERSCHLUSS**



#### **Gel-a-Med® BETTAUFLAGE, SILIKON-GELTOPPER**

Anwendung zur Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus






## WÄRMEBETTAUFLAGE

**Gel-a-Med<sup>®</sup> WÄRMEBETTAUFLAGE**  
Anwendung für Neugeborene in Inkubatoren



## OP-AUFLAGEN

**Gel-a-Med<sup>®</sup> OP-AUFLAGEN**  
Für den Einsatz bei Patienten in allen Positionierungen  
Silikon-Gel



**Gel-a-Med<sup>®</sup> OP-AUFLAGE mit Sakralausschnitt**  
Silikon-Gel



## OP-LAGERUNGSHILFEN

**Gel-a-Med<sup>®</sup> LAGERUNGSKISSEN**  
Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien  
Silikon-Gel



**Gel-a-Med<sup>®</sup> HALBROLLEN/KNIEPOLSTER**  
Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien  
Silikon-Gel / Schaumstoff

### OP-LAGERUNGSHILFEN

#### **Gel-a-Med® LAGERUNGSKISSEN LIGHT**

Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien  
Silikon-Gel / Schaumstoff



### KOPFPOLSTER IN RÜCKENLAGE

#### **Gel-a-Med® KOPFRING klein geschlossen / offen**

Zur Lagerung des Kopfes bei Kindern im  
OP- oder Pflegebett in Rückenlage



#### **Gel-a-Med® KOPFRING groß offen / geschlossen**

Zur Lagerung des Kopfes bei Erwachsenen im  
OP- oder Pflegebett in Rückenlage



#### **Gel-a-Med® KOPFPOLSTER**

Zur Lagerung des Kopfes bei Erwachsenen im  
OP- oder Pflegebett in Rückenlage



### KOPFPOLSTER IN BAUCLAGE

#### **Gel-a-Med® KOPFLAGERUNG IN BAUCLAGE**

Zur Lagerung des Kopfes bei Erwachsenen im  
OP- oder Pflegebett



## ARMAUFLAGEN




**Gel-a-Med® ARMAUFLAGE KONKAV**  
Armauflage mit erhöhten Seiten zur zusätzlichen Stabilisierung und Lagerung



**Gel-a-Med® ARMAUFLAGE mit und ohne Klett**  
Zum Schutz und Lagerung für den empfindlichen Arm-Ellenbogenbereich

## BEIN- UND FERSENAUFLAGEN



**Gel-a-Med® BEINSCHALENAUFLAGE**  
Dient zur sicheren Lagerung und Positionierung des Beinbereichs




**Gel-a-Med® FERSENPOLSTER mit und ohne Klett**  
Zur Lagerung und Stabilisierung des Fersenbereiches bei Operationen oder in der Pflege

## PRODUKTANGABEN

### Gel-a-Med® Rollstuhlkissen / Sitzkissen

Silikon-Gel inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz,  
Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001, Sondergrößen möglich

Welche Sitzkissenstärke für welches Körpergewicht?



Art.-Nr.	Artikel	Körpergewicht	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
2-4040020	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 70 kg	40 x 40 x 2,0	3,0	Einzel
2-4342020	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 70 kg	43 x 42 x 2,0	3,8	Einzel
2-4542020	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 70 kg	45 x 42 x 2,0	4,0	Einzel
2-4842020	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 70 kg	48 x 42 x 2,0	4,3	Einzel
2-4040025	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 90 kg	40 x 40 x 2,5	3,3	Einzel
2-4342025	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 90 kg	43 x 42 x 2,5	4,0	Einzel
2-4542025	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 90 kg	45 x 42 x 2,5	4,2	Einzel
2-4842025	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 90 kg	48 x 42 x 2,5	4,4	Einzel
2-4040035	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 120 kg	40 x 40 x 3,5	5,6	Einzel
2-4342035	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 120 kg	43 x 42 x 3,5	6,3	Einzel
2-4542035	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 120 kg	45 x 42 x 3,5	6,6	Einzel
2-4842035	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 120 kg	48 x 42 x 3,5	7,0	Einzel
2-5050035	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	bis 120 kg	50 x 50 x 3,5	8,5	Einzel
2-4040040	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	ab 120 kg	40 x 40 x 4,0	6,1	Einzel
2-4342040	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	ab 120 kg	43 x 42 x 4,0	6,8	Einzel
2-4542040	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	ab 120 kg	45 x 42 x 4,0	7,2	Einzel
2-4842040	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	ab 120 kg	48 x 42 x 4,0	7,5	Einzel
2-5050040	Rollstuhlkissen / Sitzkissen	ab 120 kg	50 x 50 x 4,0	9,0	Einzel

### Gel-a-Med® Rollstuhlkissen / Sitzkissen Light

Schaumstoff RG 35/45, Silikon-Gel-Topper, bis 70 kg Körpergewicht  
inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.1004, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Körpergewicht	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
3-4040050	Rollstuhl- / Sitzkissen Light	bis 70 kg	40 x 40 x 5,0	1,0	Einzel
3-4342050	Rollstuhl- / Sitzkissen Light	bis 70 kg	43 x 42 x 5,0	1,2	Einzel
3-4542050	Rollstuhl- / Sitzkissen Light	bis 70 kg	45 x 42 x 5,0	1,3	Einzel
3-4842050	Rollstuhl- / Sitzkissen Light	bis 70 kg	48 x 42 x 5,0	1,5	Einzel

### Gel-a-Med® Toilettenkissen / Duschstuhlkissen

Silikon-Gel inkl. Einsteck-Stepp-Baumwollbezug schwarz und Extra-Mittelkissen für Öffnung  
Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Innen Ø	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
2-4040020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	40 x 40 x 2,0	2,5	Einzel
2-4040020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	40 x 40 x 2,0	2,0	Einzel
2-4342020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	43 x 42 x 2,0	3,0	Einzel
2-4342020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	43 x 42 x 2,0	2,5	Einzel

### Gel-a-Med® Bettauflagen

Silikon-Gel inkl. Baumwollbezug weiß, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
2-6040015B	Bettauflage	60 x 40 x 1,5	3,6	Einzel
2-8060015B	Bettauflage	80 x 60 x 1,5	7,2	Einzel
2-9060015B	Bettauflage	90 x 60 x 1,5	8,1	Einzel
2-12070015B	Bettauflage	120 x 70 x 1,5	12,6	Einzel

### Gel-a-Med® Kinder-Wärmebettauflagen

Silikon-Gel, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-7549015	Kinder-Wärmebettauflage	75 x 49 x 1,5	4,5	Einzel

### Gel-a-Med® OP-Auflagen

Silikon-Gel, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-5252010	OP-Auflage	52 x 52 x 1,0	2,5	Einzel
1-6040015	OP-Auflage	60 x 40 x 1,5	3,6	Einzel
1-6040020	OP-Auflage	60 x 40 x 2,0	4,5	Einzel
1-8060015	OP-Auflage	80 x 60 x 1,5	7,2	Einzel
1-9050015	OP-Auflage	90 x 50 x 1,5	6,8	Einzel
1-9050020	OP-Auflage	90 x 50 x 2,0	9,0	Einzel
1-9060015	OP-Auflage	90 x 60 x 1,5	8,1	Einzel
1-11050015	OP-Auflage	110 x 50 x 1,5	8,2	Einzel
1-11060020	OP-Auflage	110 x 60 x 2,0	13,2	Einzel
1-11552010	OP-Auflage	115 x 52 x 1,0	5,5	Einzel
1-12070020	OP-Auflage	120 x 70 x 2,0	16,8	Einzel
1-17550015	OP-Auflage	175 x 50 x 1,5	13,0	Einzel
1-18052010	OP-Auflage	180 x 52 x 1,0	9,4	Einzel
1-19050015	OP-Auflage	190 x 50 x 1,5	14,2	Einzel
1-5252010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	52 x 52 x 1,0	2,5	Einzel
1-9050010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	90 x 50 x 1,0	4,5	Einzel

### Gel-a-Med® OP-Lagerungskissen

Silikon-Gel, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-3010050	Lagerungskissen	30 x 10 x 5,0	1,5	Einzel
1-4010050	Lagerungskissen	40 x 10 x 5,0	2,0	Einzel
1-4020040	Lagerungskissen	40 x 20 x 4,0	3,0	Einzel
1-5010050	Lagerungskissen	50 x 10 x 5,0	2,5	Einzel

### Gel-a-Med® Lagerungskissen Light

Schaumstoff RG 35/45, Silikon-Gel-Topper, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
3-3015100	Lagerungskissen Light	30 x 15 x 10	0,7	Einzel
3-4015100	Lagerungskissen Light	40 x 15 x 10	1,0	Einzel
3-5015100	Lagerungskissen Light	50 x 15 x 10	1,2	Einzel



## PRODUKTANGABEN

### Gel-a-Med® Lagerungshalbrollen

Schaumstoffkern RG 25/38, Silikon-Gel-Topper, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
3-3015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 10	0,7	Einzel
3-3015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 15	0,9	Einzel
3-4015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 10	0,9	Einzel
3-4015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 15	1,2	Einzel
3-5015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 10	1,1	Einzel
3-5015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 15	1,5	Einzel

### Gel-a-Med® Kopfringe

Silikon-Gel

Art.-Nr.	Artikel	Innen Ø	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-1313040K	Kopfring klein	6 cm	13 x 13 x 4,0	0,4	Einzel
1-1313040K-1	Kopfring klein offen	6 cm	13 x 13 x 4,0	0,3	Einzel
1-2121040K	Kopfring groß	6 cm	21 x 21 x 4,0	1,3	Einzel
1-2121040K-1	Kopfring groß offen	6 cm	21 x 21 x 4,0	1,1	Einzel
1-3030040K	Kopfpolster	6 cm	30 x 30 x 4,0	3,0	Einzel
1-24300150	Kopfpolster in Bauchlage, Oval-Ausschnitt		24 x 30 x 1,5	1,0	Einzel
1-2430015E	Kopfpolster in Bauchlage, Dreieck-Ausschnitt		24 x 30 x 1,5	1,0	Einzel

### Gel-a-Med® Armauflagen

Silikon-Gel, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-3020010A	Armauflage	30 x 20 x 1,0	0,6	Einzel
1-4012010A	Armauflage	40 x 12 x 1,0	0,45	Einzel
1-5020010A	Armauflage	50 x 20 x 1,0	1,0	Einzel
1-5020010A-K	Armauflage mit Klett	50 x 20 x 1,0	1,0	Einzel
1-6020010A	Armauflage	60 x 20 x 1,0	1,2	Einzel
1-5115035AK	Armauflage konkav	51 x 15 x 3,5	2,3	Einzel

### Gel-a-Med® Kniepolster

Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-5115050	Kniepolster, Silikon-Gel	51 x 15 x 5,0	3,5	Einzel
1-5015100HR	Kniepolster, Halbrolle, Silikon/Schaumstoff	50 x 15 x 10,0	1,2	Einzel

### Gel-a-Med® Bein- und Fersenauflagen

Silikon-Gel, Sondergrößen möglich

Art.-Nr.	Artikel	Maße in cm (B-T-H)	Gewicht in kg	VPE
1-4025010B	Beinauflage	40 x 25 x 1,0	1,0	Einzel
1-4020018B	Beinauflage	40 x 20 x 1,8	1,4	Einzel
1-5230010B	Beinauflage	52 x 30 x 1,0	1,5	Einzel
1-1508040F	Fersenpolster Paar	15 x 8 x 4,0	0,8	Paar
1-2010050F	Fersenpolster Paar	20 x 10 x 5,0	1,6	Paar
1-2020015F-K	Fersenaufgabe Paar Klett	20 x 20 x 1,5	0,8	Paar

### Reparaturset für Gel-a-Med® Produkte

Art.-Nr.	Artikel	VPE
9400	Reparatur-Set	Einzel







# Gel-a-Med<sup>®</sup>

Medizinisches Sitzen und Liegen

Hansaallee 108 40547 Düsseldorf

Tel.: +49 211 55 63 33

Fax: +49 211 55 79 28 0

[info@gel-a-med.com](mailto:info@gel-a-med.com)

[www.gel-a-med.com](http://www.gel-a-med.com)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Gebrauchsanweisungen, Informationen zum Datenschutz und die Möglichkeit für eine Kundenbewertung zu unseren Produkten finden Sie unter [www.gel-a-med.com](http://www.gel-a-med.com)  
Produktkatalog Stand 11. 2018 FM 7.2.4 rev 00 Irrtum und Änderungen vorbehalten