

Gel-a-Med[®]

Medizinisches Sitzen und Liegen

Medical Technology

OP-Auflagen, Lagerungshilfen, Matratzen,
Bolusmaterial und Sitzkissen aus Silikon-Gel



Krankenhaus/OP



Arztpraxis/OP



Heimpflege



Häusliche Pflege



Säuglingspflege



PREMIUM QUALITY



MADE IN GERMANY

Produktkatalog 2024


Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher i. S. d. §13 BGB

Gel-a-Med[®]

Medizinisches Sitzen und Liegen



Gel-a-Med[®] Produkte sind CE-gekennzeichnet; Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) und gehören der Medizinprodukte-Klasse I an. Gel-a-Med[®] Zertifizierung nach 13485:2021, 9001:2015, 14001:2015



Produkteigenschaften der Gel-a-Med® Sitzkissen, OP-Auflagen und Lagerungshilfen

Made in Germany. Seit mehr als 30 Jahren fertigen wir für Sie Gel-Produkte aus Silikon nach höchsten medizinischen Standards an unserem Standort in Düsseldorf. Gel-a-Med® Produkte werden in Krankenhäusern, Kinderkrankenhäusern, ambulanten OP-Zentren, Reha-Kliniken, Senioreneinrichtungen, Physiotherapiepraxen und in der häuslichen Pflege verwendet. Die Einhaltung des Qualitäts- & Umweltmanagements nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 13485, der international einschlägigen Norm für Qualitätsmanagementsysteme von Medizinproduktherstellern, sowie den europäischen Richtlinien nach MDR garantieren erstklassige Produktqualität.

Wertvolle Eigenschaften

- ✓ Hohe Elastizität
- ✓ Optimale Anpassung an Körperkonturen
- ✓ Gleichmäßige Verteilung des Körperdrucks
- ✓ Polsternde, abfedernde Wirkung
- ✓ Kein Einsinken des Körpers für volle Bewegungsfreiheit
- ✓ Formbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit
- ✓ Dauerelastizität
- ✓ Lange Haltbarkeit
- ✓ Anpassung an Körpertemperatur
- ✓ Leicht zu reinigen und desinfizieren

Einsatzmöglichkeiten

- ✓ Zur Dekubitusprophylaxe und Therapie
- ✓ Zur effizienten Druckentlastung
- ✓ Zur Prophylaxe von Durchblutungsausfall und Nervenschädigungen
- ✓ Höchst bequeme und komfortable Positionierung sensibler Körperteile
- ✓ Zum allgemeinen Wohlbefinden
- ✓ Für langes Sitzen und Liegen

Das medizinische Plus

- ✓ Aus hochwertigem, gesundheitlich unbedenklichem Silikon
- ✓ Gute Hautverträglichkeit
- ✓ Frei von Allergenen, Latex, Schadstoffen oder Weichmachern
- ✓ Auslaufsicher durch besondere Molekülzusammensetzung
- ✓ Zu 90 Prozent röntgenstrahlendurchlässig

Sitzkissen und Toilettenkissen
siehe S. 17-18



GKV Hilfsmittel beantragen!

Gel-a-Med® Sitzkissen und Toilettenkissen können als Hilfsmittel bei der Krankenkasse beantragt werden.

Vollsilikon-Produkte


Hilfsmittel-Positionsnummer: 11.39.02.0001

Gel-a-Med®

Medizinisches Sitzen und Liegen


Gel-a-Med® Auflagen sorgen für eine optimale Patientenlagerung im OP

Während einer OP ist der Körper besonders hoher Druckbelastung ausgesetzt. Druckgeschwüre als Folge einer lang andauernden Positionierung oder durch Scherkräfte entstehen tief im Gewebe und werden oft erst Tage später sichtbar. Dekubitusprophylaxe während der OP durch eine fachgerechte Lagerung und Positionierung sowie effektive Druckentlastung sind daher aus medizinisch-pflegerischer und auch wirtschaftlicher Sicht geboten.



Gel-a-Med® OP-Auflagen und Lagerungshilfen bieten ...

- ✓ Bestmöglichen Zugang zum Operationsgebiet
- ✓ Vorbeugung von Dekubitus während und nach der OP
- ✓ Vorbeugung von Durchblutungsstörungen
- ✓ Vorbeugung von Nervenschädigungen
- ✓ Einfache Handhabung



Gel-a-Med®

Medizinisches Sitzen und Liegen

Vorteile von Gel-a-Med® Produkten aus druckentlastendem Silikon-Gel



Qualität vom führenden Hersteller Deutschlands

Gel-a-Med® Medizinprodukte aus hochwertigem Silikon-Gel werden seit 30 Jahren vollständig in Deutschland produziert – für Kliniken, ambulante Operationszentren, Pflegeheime und den Home Care Bereich. Vertrauen Sie auf die Erfahrung des deutschen Marktführers.



Hochelastisch

Durch die einzigartige molekulare Struktur des Silikongels sind Gel-a-Med® Medizinprodukte hochelastisch, weich und anschmiegsam und reduzieren die auf den Körper einwirkenden Scherkräfte auf ein Minimum. Zudem sind sie dauerhaft formbeständig und auslaufsicher.



Zertifiziertes Medizinprodukt

Gel-a-Med® Medizinprodukte werden unter Einhaltung hoher gesetzlicher Standards produziert. Gel-a-Med GmbH besitzt eine Zertifizierung nach DIN ISO 13485 für Medizinprodukte der Klasse I.



Hautverträglich und antiallergisch

Gel-a-Med® Medizinprodukte zeichnen sich durch eine gute Hautverträglichkeit aus. Sie sind frei von Allergenen, Weichmachern, Latex und Schadstoffen.




Geeignet zur Positionierung sensibler Körperteile

Gel-a-Med® Medizinprodukte bieten optimalen Schutz beim Liegen und Sitzen sowie beim Transport. Die abpolsternde Wirkung ermöglicht eine sichere und komfortable Positionierung. Eine vergrößerte Auflagefläche reduziert und absorbiert den lokalen Druck – die Haut wird entlastet.



Atmungsaktiv

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind von einer atmungsaktiven Folie umhüllt. Die mikroskopisch kleinen Löcher in der strapazierfähigen Folie sorgen für ein angenehmes und medizinisch günstiges Mikroklima.



PREMIUM QUALITY
MADE IN GERMANY



Gel-a-Med® Medizinprodukte zur effektiven und wirksamen Dekubitusprophylaxe

Jede Bewegungsminderung führt zu einer erhöhten Druckbelastung, was eine lokale Schädigung der Haut und des darunter liegenden Gewebes nach sich ziehen kann.

Gel-a-Med® Medizinprodukte stellen unentbehrliche Hilfsmittel zur Lagerung von dekubitusgefährdeten Patienten in Krankenhäusern, ambulanten Operationszentren, Pflegeheimen, Reha-Zentren und im Home-Care-Bereich dar.



Temperaturbeständig

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind temperaturbeständig von -20 °C bis +55 °C und passen sich optimal der Körpertemperatur an und speichern die Wärme. Gel-a-Med® Produkte bleiben auch bei tiefen Temperaturen dauerelastisch und anschmiegsam.



Beständig gegen Flüssigkeiten, Wasser und Dampf

Gel-a-Med® Medizinprodukte sind flüssigkeitsabweisend und dampfbeständig und nach der Anwendung schnell zu trocknen.



Desinfizierbar

Gel-a-Med® Produkte können mit Desinfektionsmitteln einfach desinfiziert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanleitung unter www.gel-a-med.com



Vollständig geruchslos

Gel-a-Med® Medizinprodukte bleiben bei bestimmungsmäßigem Gebrauch geruchsneutral.



Nachhaltig

Aufgrund der dauerhaften Elastizität und Formbeständigkeit und der guten Desinfizierbarkeit können Gel-a-Med® Medizinprodukte über einen langen Zeitraum verwendet werden und schonen so die Ressourcen.




OP-Auflagen




Gel-a-Med® OP-Auflagen · OP-Tisch-Auflagen

Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008	OP-Auflage	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-1711015	OP-Auflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-2020010	OP-Auflage	20 x 20 x 1,0 cm	0,40 kg
M1-3008008	OP-Auflage	30 x 8 x 0,8 cm	0,20 kg
M1-3020010	OP-Auflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-3030010	OP-Auflage	30 x 30 x 1,0 cm	0,90 kg
M1-3030020	OP-Auflage	30 x 30 x 2,0 cm	1,80 kg
M1-4012010	OP-Auflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4020018	OP-Auflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-4025010	OP-Auflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4040010	OP-Auflage	40 x 40 x 1,0 cm	1,60 kg
M1-4040020	OP-Auflage	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M1-4342020	OP-Auflage	43 x 42 x 2,0 cm	3,60 kg
M1-4542020	OP-Auflage	45 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M1-4842020	OP-Auflage	48 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M1-5020010	OP-Auflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5230010	OP-Auflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-5252010	OP-Auflage	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-5252020	OP-Auflage	52 x 52 x 2,0 cm	5,40 kg
M1-6012010	OP-Auflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-6020010	OP-Auflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-6040010	OP-Auflage	60 x 40 x 1,0 cm	2,40 kg
M1-6040015	OP-Auflage	60 x 40 x 1,5 cm	3,60 kg
M1-6040020	OP-Auflage	60 x 40 x 2,0 cm	4,60 kg
M1-7550013	OP-Auflage	75 x 50 x 1,3 cm	4,60 kg
M1-8060015	OP-Auflage	80 x 60 x 1,5 cm	7,20 kg
M1-9050015	OP-Auflage	90 x 50 x 1,5 cm	6,80 kg
M1-9050020	OP-Auflage	90 x 50 x 2,0 cm	9,00 kg
M1-9060015	OP-Auflage	90 x 60 x 1,5 cm	8,10 kg
M1-10050010	OP-Auflage	100 x 50 x 1,0 cm	5,00 kg
M1-11050015	OP-Auflage	110 x 50 x 1,5 cm	8,20 kg
M1-11050020	OP-Auflage	110 x 50 x 2,0 cm	11,00 kg
M1-11060020	OP-Auflage	110 x 60 x 2,0 cm	13,20 kg
M1-11552010	OP-Auflage	115 x 52 x 1,0 cm	6,00 kg
M1-12070020	OP-Auflage	120 x 70 x 2,0 cm	16,80 kg
M1-17550015	OP-Auflage	175 x 50 x 1,5 cm	13,00 kg
M1-18052010	OP-Auflage	180 x 52 x 1,0 cm	9,40 kg
M1-19050015	OP-Auflage	190 x 50 x 1,5 cm	14,20 kg
M1-5252010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-9050010V	OP-Auflage mit Sakralausschnitt	90 x 50 x 1,0 cm	4,50 kg



Spezielle OP-Auflagen



Gel-a-Med® OP-Auflage perforiert

Silikon-Gel

Perforiert für gute Durchdringung des Wassers und Wasserdampfes,
für Behandlungsstationen von Schwerbrandverletzten, Pathologie oder Bestatter



OP-Auflage perforiert



Sonderfarbe

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-45090020P	OP-Auflage perforiert	45 x 90 x 2,0 cm	6,70 kg
M1-19052020P	OP-Auflage perforiert	190 x 52 x 2,0 cm	17,50 kg

Kälte- und Wärmetherapieauflagen



Thermotherapie-Auflagen
in verschiedenen Größen

Gel-a-Med®

Kälte- und Wärmetherapieauflagen

Temperaturbeständig von -20 °C bis +55 °C, wärmespeichernd
Silikon-Gel

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008T	Thermotherapie-Auflage	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-1711015T	Thermotherapie-Auflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-2020010T	Thermotherapie-Auflage	20 x 20 x 1,0 cm	0,40 kg
M1-3020010T	Thermotherapie-Auflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-3030010T	Thermotherapie-Auflage	30 x 30 x 1,0 cm	0,90 kg
M1-3030020T	Thermotherapie-Auflage	30 x 30 x 2,0 cm	1,80 kg
M1-4012010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4020018T	Thermotherapie-Auflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-4025010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4040010T	Thermotherapie-Auflage	40 x 40 x 1,0 cm	1,60 kg
M1-4040020T	Thermotherapie-Auflage	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M1-4342020T	Thermotherapie-Auflage	43 x 42 x 2,0 cm	3,60 kg
M1-4542020T	Thermotherapie-Auflage	45 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M1-4842020T	Thermotherapie-Auflage	48 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M1-5020010T	Thermotherapie-Auflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5230010T	Thermotherapie-Auflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-5252010T	Thermotherapie-Auflage	52 x 52 x 1,0 cm	2,50 kg
M1-5252020T	Thermotherapie-Auflage	52 x 52 x 2,0 cm	5,40 kg
M1-6012010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg
M1-6020010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-6040010T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 1,0 cm	2,40 kg
M1-6040015T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 1,5 cm	3,60 kg
M1-6040020T	Thermotherapie-Auflage	60 x 40 x 2,0 cm	4,60 kg



Lagerung Kopf / Gesicht



Gel-a-Med® Stirnpolster · Gesichtskissen

Silikon-Gel



Stirnpolster / Gesichtskissen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1608008S	Stirnpolster / Gesichtskissen	16 x 8 x 0,8 cm	0,10 kg
M1-3008008S	Stirnpolster / Gesichtskissen	30 x 8 x 0,8 cm	0,20 kg



Gel-a-Med® Kopfringe · Kopfpolster


Silikon-Gel



Geschlossene Kopfringe



Offene Kopfringe



Kopfpolster groß, geschlossen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1313040K	Kopfring klein Ø 6 cm geschlossen	13 x 13 x 4,0 cm	0,31 kg
M1-1313040K-1	Kopfring klein Ø 6 cm offen	13 x 13 x 4,0 cm	0,27 kg
M1-2121040K	Kopfring groß Ø 6 cm geschlossen	21 x 21 x 4,0 cm	1,30 kg
M1-2121040K-1	Kopfring groß Ø 6 cm offen	21 x 21 x 4,0 cm	1,20 kg
M1-3030040K	Kopfpolster groß, geschlossen Ø 6 cm	30 x 30 x 4,0 cm	2,70 kg



Gel-a-Med® Kopfpolster anatomisch Bauchlage

1,5 cm Silikon-Gel rest Schaumstoff und PU-Bezug, zur Lagerung des Kopfes im OP in Bauchlage



Kopfpolster anatomisch

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausschnitt	Gewicht
M1-2621120KA	Kopfpolster anatomisch	18 x 12 cm	0,60 kg

Lagerung Kopf / Gesicht



Gel-a-Med®

Kopfringe rund

zur Lagerung des Kopfes im OP- oder Pflegebett



Kopfring rund, geschlossen



Kopfring, offen Halbmond

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	Stärke	Gewicht
M1-1706025K	Kopfring rund, geschlossen	17,0 cm	6,0 cm	2,5 cm	0,35 kg
M1-205045030K	Kopfring rund, geschlossen	20,5 cm	4,5 cm	3,0 cm	0,62 kg
M1-20510020K	Kopfring rund, geschlossen	20,5 cm	10,0 cm	2,0 cm	0,37 kg
M1-19060025KH	Kopfring, offen Halbmond	19,0 cm	6,0 cm	2,5 cm	0,30 kg



Gel-a-Med®

Kopfringe rund mit planer Auflagefläche

Farbe blau, plane Auflagefläche, zum Schutz von Kopf und Ohren des Patienten in Seitenlage und einfachen Zugang zur Intubation



Kopfring, offen Halbmond

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	Stärke	Gewicht
M1-200950405KOP	Kopfring, offen Halbmond	20,0 cm	9,5 cm	4,5 cm	0,55 kg



Gel-a-Med®

Kopfringe rund mit planer Auflagefläche

Farbe blau, plane Auflagefläche, zur Lagerung des Kopfes im OP- oder Pflegebett in Rückenlage



Kopfring rund



Kopfring groß, geschlossen mit Delle

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	Stärke	Gewicht
M1-20545050KPD	Kopfring groß, geschlossen mit Delle	20,5 cm	4,5 cm	5,0 cm	1,35 kg
M1-200950405KP	Kopfring rund	20,0 cm	9,5 cm	4,5 cm	0,85 kg



Lagerung Arm / Ellenbogen



Gel-a-Med® Armauflagen · Ellenbogenauflagen

Schutz und Lagerung für den empfindlichen Arm-Ellenbogenbereich

Silikon-Gel



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1711015A	Armauflage / Handauflage	17 x 11 x 1,5 cm	0,25 kg
M1-3020010A	Armauflage	30 x 20 x 1,0 cm	0,60 kg
M1-4012010A	Armauflage	40 x 12 x 1,0 cm	0,45 kg
M1-4025010A	Armauflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5020010A	Armauflage	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-5020010A-K	Armauflage mit Klettband	50 x 20 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-6012010A	Armauflage	60 x 12 x 1,0 cm	0,70 kg
M1-6020010A	Armauflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg
M1-5115035AK	Armauflage konkav	51 x 15 x 3,5 cm	2,30 kg
M1-5115060AK	Armauflage konkav mit Klettband	51 x 15 x 6,0 cm	4,59 kg
M1-6115050AK	Armauflage konkav mit Klettband	61 x 15 x 5,0 cm	4,58 kg

Lagerung Bein / Knie / Ferse



Gel-a-Med® Beinauflagen · Beinschalenauflagen Silikon-Gel




Beinauflage

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-4025010B	Beinauflage	40 x 25 x 1,0 cm	1,00 kg
M1-4020018B	Beinauflage	40 x 20 x 1,8 cm	1,40 kg
M1-5230010B	Beinauflage	52 x 30 x 1,0 cm	1,50 kg
M1-6020010B	Beinauflage	60 x 20 x 1,0 cm	1,20 kg



Gel-a-Med® Knienpolster Silikon-Gel Knienpolster Halbrolle Schaumstoffkern RG 33/60, Silikon-Gel-Topper



Knienpolster Silikon-Gel

Knienpolster Halbrolle mit Schaumstoffkern

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-5115050KP	Knienpolster, Silikon-Gel	51 x 15 x 5,0 cm	3,00 kg
M3-5015100KP	Knienpolster Halbrolle, Silikon/Schaumstoff	50 x 15 x 10,0 cm	1,20 kg



Gel-a-Med® Fersenpolster Silikon-Gel



Fersenpolster, Paare

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1508040F	Fersenpolster Paar	15 x 8 x 4,0 cm	0,80 kg
M1-2010050F	Fersenpolster Paar	20 x 10 x 5,0 cm	1,60 kg



Lagerung Bein / Ferse



Gel-a-Med® Beinprotector konkav

Zur sicheren Lagerung und Positionierung des Bein- und Fersenbereiches

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-52180400BK	Beinprotector konkav	52 x 18 x 4,0 cm	2,85 kg



Gel-a-Med® Beinprotector

Zur sicheren Lagerung und Positionierung des Beinbereiches

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-38210425B	Beinprotector	38 x 21 x 2,5 cm	2,00 kg

Lagerung



Gel-a-Med® Lagerungshilfe Halbrolle

Schaumstoffkern RG 33/60, Silikon-Gel-Topper



Lagerungshilfen Halbrolle in verschiedenen Größen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-3015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 10 cm	0,70 kg
M3-3015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	30 x 15 x 15 cm	0,90 kg
M3-4015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 10 cm	0,80 kg
M3-4015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	40 x 15 x 15 cm	1,20 kg
M3-5015100HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 10 cm	1,00 kg
M3-5015150HR	Lagerungshilfe Halbrolle	50 x 15 x 15 cm	1,50 kg



Gel-a-Med® Lagerungshilfe / Lagerungskissen

Silikon-Gel



Lagerungskissen in verschiedenen Größen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-3010050	Lagerungskissen	30 x 10 x 5,0 cm	1,20 kg
M1-4010050	Lagerungskissen	40 x 10 x 5,0 cm	1,60 kg
M1-4020040	Lagerungskissen	40 x 20 x 4,0 cm	3,00 kg
M1-5010050	Lagerungskissen	50 x 10 x 5,0 cm	2,00 kg
M1-5115050	Lagerungskissen	51 x 15 x 5,0 cm	3,00 kg



Gel-a-Med® Seitenlagerungspolster

mit 1 cm Silikon-Gel-Auflage zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien in Seitenlage



Seitenlagerungspolster

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-7250160SL	Seitenlagerungspolster	72 x 50 x 16 cm	3,75 kg



Lagerung



Gel-a-Med® Bauchpolster groß

mit 1 cm Silikon-Gel-Auflage, zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage



Bauchpolster groß

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-11850080BP	Bauchpolster groß	118 x 50 x 16 cm	5,90 kg



Gel-a-Med® Bauchpolster mit Wechselkeil

mit 1 cm Silikon-Gel-Auflage zur Unterstützung bei Operationen in Bauchlage mit Wechselkeil und Klett



Bauchpolster mit Wechselkeil

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-7550080BP	Bauchpolster mit Wechselkeil	75 x 50 x 8 cm	3,75 kg



Gel-a-Med® Nierenpunktionskissen mit Gurt

mit 1 cm Silikon-Gel-Auflage



Nierenpunktionskissen mit Gurt

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-8154021NP	Nierenpunktionskissen mit Gurt	81 x 54 x 21 cm	4,00 kg

Lagerung



Gel-a-Med® Lagerungskissen

inkl. Baumwollbezug weiß und 2 Tragegriffen, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-4343120	Lagerungskissen	43 x 43 x 12 cm	22,00 kg



Gel-a-Med® Lagerungsrolle

Silikon-Gel, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien



Artikelnummer	Bezeichnung	Ø	Länge	Gewicht
M3-5015000LR	Lagerungsrolle	15 cm	50 cm	3,00 kg



Gel-a-Med® Halbrolle

Vollsilikon-Gel, blau, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-50130090HR	Halbrolle	50 x 13 x 9 cm	4,00 kg



Lagerung



Gel-a-Med® Lagerungsrolle

Mit 1 cm Silikon-Gel-Einlage und Schaumstoffkern, inkl. PU-Bezug weiß, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien



Lagerungsrolle

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø	Länge	Gewicht
M3-4022000LR-PU	Lagerungsrolle	22 cm	40 cm	3,00 kg



Gel-a-Med® OP-Lagerungsrolle

Schaumstoffkern ohne Silikon-Gel, mit PU-Bezug weis, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien



OP-Lagerungsrolle mit Bezug

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø	Länge	Gewicht
M3-4020LRS-PU	OP-Lagerungsrolle	20 cm	40 cm	1,20 kg

Lagerung



Gel-a-Med® Lagerungswürfel

Schaum, zur Entlastung der Wirbelsäule und zur Entstauung der Beine

PU-Bezug bei 95 Grad waschbar, wasser-, blut- und urinbeständig und Wischdesinfektion geeignet.



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-303030SW-B	Lagerungswürfel blau	30 x 30 x 30 cm	3,50 kg
M3-303030SW-G	Lagerungswürfel grau	30 x 30 x 30 cm	3,50 kg
M3-303030SW-Y	Lagerungswürfel gelb	30 x 30 x 30 cm	3,50 kg
M3-303030SW-S	Lagerungswürfel schwarz	30 x 30 x 30 cm	3,50 kg
M3-303030SW-W	Lagerungswürfel weiß	30 x 30 x 30 cm	3,50 kg
M3-404040SW-B	Lagerungswürfel blau	40 x 40 x 40 cm	4,00 kg
M3-404040SW-G	Lagerungswürfel grau	40 x 40 x 40 cm	4,00 kg
M3-404040SW-Y	Lagerungswürfel gelb	40 x 40 x 40 cm	4,00 kg
M3-404040SW-S	Lagerungswürfel schwarz	40 x 40 x 40 cm	4,00 kg
M3-404040SW-W	Lagerungswürfel weiß	40 x 40 x 40 cm	4,00 kg
M3-505050SW-B	Lagerungswürfel blau	50 x 50 x 50 cm	4,50 kg
M3-505050SW-G	Lagerungswürfel grau	50 x 50 x 50 cm	4,50 kg
M3-505050SW-Y	Lagerungswürfel gelb	50 x 50 x 50 cm	4,50 kg
M3-505050SW-S	Lagerungswürfel schwarz	50 x 50 x 50 cm	4,50 kg
M3-505050SW-W	Lagerungswürfel weiß	50 x 50 x 50 cm	4,50 kg



Lagerung



Gel-a-Med® Stufenlagerungswürfel (3 Stufen)

Schaum, zur Entlastung der Wirbelsäule und zur Entstauung der Beine

PU-Bezug bei 95 Grad waschbar, wasser-, blut- und urinbeständig und Wischdesinfektion geeignet.



Stufenlagerungswürfel

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-504540LW-B	Stufenlagerungswürfel blau	50 x 45 x 40 cm	4,00 kg
M3-504540LW-G	Stufenlagerungswürfel grau	50 x 45 x 40 cm	4,00 kg
M3-504540LW-Y	Stufenlagerungswürfel gelb	50 x 45 x 40 cm	4,00 kg
M3-504540LW-S	Stufenlagerungswürfel schwarz	50 x 45 x 40 cm	4,00 kg
M3-504540LW-W	Stufenlagerungswürfel weiß	50 x 45 x 40 cm	4,00 kg



Gel-a-Med® Stufenlagerungswürfel einstellbar (2-teilig)

Schaum, zur Entlastung der Wirbelsäule und zur Entstauung der Beine


PU-Bezug bei 95 Grad waschbar, wasser-, blut- und urinbeständig und Wischdesinfektion geeignet. Von 50-75 cm in der Höhe mittels Klettband einstellbar, 2-teilig.



Stufenlagerungswürfel

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-505075LWV-B	Stufenlagerungswürfel blau	50 x 50 x 50-75 cm	4,60 kg
M3-505075LWV-G	Stufenlagerungswürfel grau	50 x 50 x 50-75 cm	4,60 kg
M3-505075LWV-Y	Stufenlagerungswürfel gelb	50 x 50 x 50-75 cm	4,60 kg
M3-505075LWV-S	Stufenlagerungswürfel schwarz	50 x 50 x 50-75 cm	4,60 kg
M3-505075LWV-W	Stufenlagerungswürfel weiß	50 x 50 x 50-75 cm	4,60 kg

Bettauflagen / Matratzen



Gel-a-Med® Bettauflagen


Silikon-Gel, inkl. Baumwollbezug weiß

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-12070013B	Bettauflage	120 x 70 x 1,3 cm	10,00 kg
M1-20090010B	Bettauflage	200 x 90 x 1,0 cm	18,00 kg
M1-20090013B	Bettauflage	200 x 90 x 1,3 cm	22,20 kg
M2-6040013B	Bettauflage	60 x 40 x 1,3 cm	3,12 kg



Gel-a-Med® Matratzen

Gesundheits-/Pflegermatratzen mit Geleinslagen
PU-Bezug wasserabweisend, abnehmbar,
bei 60 Grad waschbar und trocknergeeignet



Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M6-90200140	Gesundheitsmatratze	90 x 200 x 14 cm	15,00 kg
M6-100200140	Gesundheitsmatratze	100 x 200 x 14 cm	18,00 kg



Gel-a-Med® Transport- & Evakuierungsmatratze

4,0 cm Schaumstoff + 0,8 cm Silikongelschicht

8 Tragegriffe mit Silikongelschicht (4 auf jeder Seite), 2 Tragegurte, 3 Befestigungsgurte mit Klettverschluss, für Patiententransport. PU-Bezug gelb, desinfizierbar, blut- urin- und wasserbeständig. Kann für den Transport leicht zusammengefaltet, wie ein Koffer getragen und mit Klettverschlüssen fixiert werden.



Transport- & Evakuierungsmatratze
Maße zusammengeklappt: 70 x 55 x 15 cm

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-19555050EM	Transport- & Evakuierungsmatratze	195 x 55 x 5 cm	9,60 kg



Strahlentherapie



Gel-a-Med® Bolus-Matte / Positionierhilfe radiographisch / Strahlentherapie

Transparentes Silikon-Gel, geeignet für die Radio-/Strahlentherapie



Rechteckige Bolus-Matten

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1010005ST-T	Bolus-Matte XS, quadratisch	10 x 10 x 0,5 cm	0,05 kg
M1-1520005ST-T	Bolus-Matte S, rechteckig	15 x 20 x 0,5 cm	0,15 kg
M1-3030005ST-T	Bolus-Matte M, quadratisch	30 x 30 x 0,5 cm	0,45 kg
M1-2040005ST-T	Bolus-Matte M, rechteckig	20 x 40 x 0,5 cm	0,40 kg
M1-4040005ST-T	Bolus-Matte L, quadratisch	40 x 40 x 0,5 cm	0,80 kg
M1-5050005ST-T	Bolus-Matte XL, quadratisch	50 x 50 x 0,5 cm	1,25 kg



Gel-a-Med® Brustpositionierungskissen

Silikon-Gel, geeignet für die Radio-/Strahlentherapie



Brustpositionierungskissen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M3-50130090BK	Brustpositionierungskissen	50 x 13 x 9 cm	5,85 kg

Sitzkissen



Gel-a-Med® Sitzkissen / Rollstuhlkissen




Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, mit Tragegriff, Oeko-Tex® Standard 100
Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001

Artikelnummer	Bezeichnung	für Körpergewicht	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	40 x 40 x 2,0 cm	3,00 kg
M2-4342020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	43 x 42 x 2,0 cm	3,60 kg
M2-4542020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	45 x 42 x 2,0 cm	3,80 kg
M2-4842020	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 70 kg	48 x 42 x 2,0 cm	4,00 kg
M2-4040025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	40 x 40 x 2,5 cm	3,90 kg
M2-4342025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	43 x 42 x 2,5 cm	4,40 kg
M2-4542025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	45 x 42 x 2,5 cm	4,60 kg
M2-4842025	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 90 kg	48 x 42 x 2,5 cm	4,90 kg
M2-4040035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	40 x 40 x 3,5 cm	5,60 kg
M2-4342035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	43 x 42 x 3,5 cm	6,00 kg
M2-4542035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	45 x 42 x 3,5 cm	6,60 kg
M2-4842035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	48 x 42 x 3,5 cm	6,80 kg
M2-5050035	Rollstuhl- / Sitzkissen	bis 120 kg	50 x 50 x 3,5 cm	8,40 kg
M2-4040040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	40 x 40 x 4,0 cm	6,10 kg
M2-4342040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	43 x 42 x 4,0 cm	6,90 kg
M2-4542040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	45 x 42 x 4,0 cm	7,20 kg
M2-4842040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	48 x 42 x 4,0 cm	7,70 kg
M2-5050040	Rollstuhl- / Sitzkissen	ab 120 kg	50 x 50 x 4,0 cm	9,50 kg

Welche Sitzkissenstärke für welches Körpergewicht?





Sitzkissen



Gel-a-Med® Sitzkeilkissen

Silikon-Gel

Keilförmig, zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien, inkl. Bezug
Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Sitzkeilkissen ohne Bezug

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-3242030SK	Sitzkeilkissen ohne Bezug	32 x 42 x 3,0 cm	2,40 kg
M2-4040040SK	Sitzkeilkissen	40 x 40 x 4,0 cm	3,60 kg
M2-4342040SK	Sitzkeilkissen	43 x 42 x 4,0 cm	4,10 kg
M2-4542040SK	Sitzkeilkissen	45 x 42 x 4,0 cm	4,30 kg
M2-4842040SK	Sitzkeilkissen	48 x 42 x 4,0 cm	4,60 kg



Gel-a-Med® Sitzkissen/Ringkissen

Silikon-Gel

inkl. PU-Bezug grau, bis Körpergewicht 200 kg, Anwendung zur lokalen Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus, bei Schmerzen in der Gesäßregion, nach Operationen im Dammbereich, bei Analläsionen, Hämorrhoiden oder während bzw. nach einer Schwangerschaft, Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Sitzkissen/Ringkissen



mit Bezug

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-Ø	Innen-Ø	Stärke	Gewicht
M2-3838060R-PU	Sitzkissen/Ringkissen	38 cm	12,5 cm	6,0 cm	5,00 kg
M2-4040006R-PU	Sitzkissen/Ringkissen	40 cm	12,5 cm	6,0 cm	5,80 kg
M2-4343060R-PU	Sitzkissen/Ringkissen	43 cm	12,5 cm	6,0 cm	6,80 kg
M2-4545060R-PU	Sitzkissen/Ringkissen	45 cm	12,5 cm	6,0 cm	7,40 kg

Toiletten- / Duschstuhlkissen



Gel-a-Med® Toilettenkissen · Duschstuhlkissen, geschlossen

Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, Oeko-Tex® Standard 100 bis Körpergewicht 70 kg | Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Toilettenkissen, geschlossen

mit Bezug

anatomisch, geschlossen

Artikelnummer	Bezeichnung	Innen-Ø	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	40 x 40 x 2,0 cm	2,10 kg
M2-4342020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	43 x 42 x 2,0 cm	2,50 kg
M2-4542020T	Toilettenkissen, geschlossen	18 cm	45 x 42 x 2,0 cm	2,70 kg
M2-4342025TA-PU	Toilettenkissen anatomisch, geschlossen	18 x 25 cm	43 x 42 x 2,5 cm	2,70 kg
M2-4040025TA-PU	Toilettenkissen anatomisch, geschlossen	18 x 25 cm	40 x 40 x 2,5 cm	2,40 kg



Gel-a-Med® Toilettenkissen · Duschstuhlkissen, offen

Silikon-Gel

inkl. Stepp-Baumwollbezug schwarz, Oeko-Tex® Standard 100 bis Körpergewicht 70 kg | Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Toilettenkissen, vorne offen

mit Bezug

anatomisch, vorne offen (8 cm)

Artikelnummer	Bezeichnung	Innen-Ø	Maße B x T x H	Gewicht
M2-4040020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	40 x 40 x 2,0 cm	1,90 kg
M2-4342020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	43 x 42 x 2,0 cm	2,20 kg
M2-4542020T-1	Toilettenkissen, vorne offen	18 cm	45 x 42 x 2,0 cm	2,40 kg
M2-4342025TA-PU-1	Toilettenkissen anatomisch, vorne offen	18 x 25 cm	43 x 42 x 2,5 cm	2,70 kg
M2-4040025TA-PU-1	Toilettenkissen anatomisch, vorne offen	18 x 25 cm	40 x 40 x 2,5 cm	2,30 kg



Gel-a-Med® Toilettenkissen Universal für Standardtoiletten

Silikon-Gel

Passend auf allen üblichen Standardtoiletten, oval, Anti-Rutsch-Unterseite.
Anwendung zur Therapie und Prophylaxe bei Dekubitus | Hilfsmittel-Nr. 11.39.02.0001



Toilettenkissen Universal

Artikelnummer	Bezeichnung	Ausschnitt	Maße B x T x H	Gewicht
M1-3945020TG	Toilettenkissen Universal	19 x 27 cm	39 x 45 x 2,0 cm	1,80 kg



Säuglinge / Babys



Gel-a-Med® Lagerungskissen Säuglinge

Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien im Inkubator, OP- oder Pflegebett



Lagerungskissen rund S

Artikelnummer	Bezeichnung	Ø	Stärke	Gewicht
M1-1000015LKS	Lagerungskissen rund S, Säuglinge	10 cm	1,5 cm	0,08 kg



Gel-a-Med® Lagerungskissen Säuglinge

Zur Stabilisierung und Lagerung einzelner Körperpartien im Inkubator, OP- oder Pflegebett



Lagerungskissen
8 eckig



Lagerungskissen
Sechseck M



Lagerungskissen
Knochen M

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-1010015LK	Lagerungskissen 8 eckig, Säuglinge	10 x 10 x 1,5 cm	0,08 kg
M1-1918020LKM	Lagerungskissen Sechseck M, Säuglinge ab 2,5 kg	19 x 18 x 2,0 cm	0,40 kg
M1-2215015LKM	Lagerungskissen Knochen M, Säuglinge ab 2,5 kg	22 x 12-15 x 1,5 cm	0,30 kg



Gel-a-Med® Kopfring, rund geschlossen, Säuglinge

zur Lagerung des Kopfes im Inkubator, OP- oder Pflegebett



Kopfring, rund geschlossen

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-0904015K	Kopfring, rund geschlossen, Säuglinge	9 x 4 x 1,5 cm	0,05 kg

Säuglinge / Babys



Gel-a-Med® Wickeltisch-Lagerungshilfe-Light

mit 2 cm PUR-Schaum und 1 cm Silikon-Gel

Seitenteile 70 x 14 x 3 cm und Kopfteil 44 x 14 x 3 cm aus PUR-Schaum klappbar, zur Lagerung einzelner Körperpartien, für Neugeborenen- und Kinderstation inkl. PU-Bezug mit Reißverschluss.



Wickeltisch-Lagerungshilfe-Light

Artikelnummer	Bezeichnung	Liegefläche B x T x H	Gewicht
M3-7044030WL	Wickeltisch-Lagerungshilfe-Light	70 x 44 x 3,0 cm	2,80 kg



Gel-a-Med® Wickeltisch-Auflage

Silikon-Gel, zur Lagerung einzelner Körperpartien, für Neugeborenen- und Kinderstation inkl. PU-Bezug mit Reißverschluss




Wickeltisch-Auflage

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M2-10060010W	Wickeltisch-Auflage	100 x 60 x 1,0 cm	6,00 kg



Gel-a-Med® Wärmebettauflage

Silikon-Gel, temperaturbeständig von -20 °C bis +55 °C, wärmespeichernd, zur Lagerung einzelner Körperpartien im Inkubator, OP- oder Pflegebett



Wärmebettauflage

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht
M1-4974013W	Wärmebettauflage	49 x 74 x 1,3 cm	4,70 kg



Versorgungsdecken



Gel-a-Med® Versorgungsdecke

100 % Polyestervlies thermisch gebunden

schwer entflammbar gemäß BS 5852, Oeko-Tex Standard 100, antibakteriell, hautverträglich, Farbe weiß, VE 10 Stück (einzeln verpackt in PE-Beutel). Einsatz im RTW oder für das Bedecken von Patienten vor und nach operativen Eingriffen.



Versorgungsdecke

Artikelnummer	Bezeichnung	Maße B x T x H	Gewicht	Menge
M7-110198010V	Versorgungsdecke	110 x 198 x 1,0 cm	2,20 kg	10 Stück
M7-130198010V	Versorgungsdecke	130 x 198 x 1,0 cm	2,40 kg	10 Stück
M7-150198010V	Versorgungsdecke	150 x 198 x 1,0 cm	2,70 kg	10 Stück

Medizinische Oberflächendesinfektion



Beta Guard rfu

zur Desinfektion von Gel-a-Med® Produkten



Beta Guard rfu Bio-wipes



Beta Guard rfu Lösung

Artikelnummer	Bezeichnung	Beschreibung
M7-80502000DW	Beta Guard rfu Bio-wipes	Gebrauchsfertige Desinfektionstücher. Packungsinhalt: 80 Stück
M7-1000ML-OD	Beta Guard rfu Lösung	Gebrauchsfertige Sprüh-/Wischdesinfektionslösung. Flascheninhalt: 1 Liter



Beta Guard rfu Produkte sind CE gekennzeichnet und frei von Alkohol und Aldehyd. Sie dienen zur Desinfektion von Oberflächen nichtinvasiver Medizinprodukte und Oberflächen im medizinischen Umfeld. Abgetrocknete Flächen kleben nach der Desinfektion nicht. Ebenso zeigen sie eine hohe Materialverträglichkeit und sind für die Desinfektion unserer Gel-a-Med® Medizinprodukte bestens geeignet.



Narbenpflaster



Gel-a-Med® Narbenpflaster, Silikon-Gel-Pads

transparent, wiederverwendbar

Unsere Gel-a-Med® Narbenpflaster auf 100 % medizinischer Silikongel-Basis, werden zur Heilung von Narbengewebe und für die Behandlung und Vorbeugung von hypertrophen Narben und Keloiden verwendet. Das Pflaster minimiert die Bewegung der Haut und trägt dazu bei, die natürliche Feuchtigkeit der Haut zu erhalten, wodurch die Narbe befeuchtet und die Regeneration verbessert wird.



Narbenpflaster

Artikelnummer	Bezeichnung	VE
M1-03560003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	20 Stück
M1-0510003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	10 Stück
M1-0520003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	10 Stück
M1-1030003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	2 Stück (Paar)
M1-12150003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	1 Stück
M1-2030003N	Narbenpflaster Silikon-Gel	2 Stück (Paar)


Anwendung Narbenpflaster




1
Messen



2
Schneiden



3
Transparente Folie
entfernen



4
Anwenden



Achten Sie darauf, dass zwischen der Narbe und dem Rand des Pflasters auf jeder Seite ein Abstand von mindestens 1,0 cm eingehalten wird, um eine ausreichende Abdeckung zu gewährleisten.

Tragezeit

- ✓ Die Optimale Tragezeit beträgt 24 Stunden täglich
- ✓ Die Mindesttragezeit beträgt 8-12 Stunden täglich
- ✓ Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt mindestens einen Monat

Pflege

- ✓ Waschen Sie das Pflaster nach jeder Anwendung mit warmem Wasser und milder Seife und lassen Sie es an der Luft trocknen
- ✓ Mit der richtigen Pflege können Sie die Lebensdauer des Pflasters um 2 bis 3 Wochen verlängern

Inhaltsstoffe

- ✓ 100 % medizinisches Silikon
- ✓ Latexfrei (Latexfreie Pflaster können demnach viele allergische Reaktionen minimieren und die Wundheilung entsprechend positiv beeinflussen)

Unser Service

Gratis-Muster

Bestellen Sie jetzt Ihr Gratis Gel-a-Med® Produktmuster und erleben Sie die einzigartig effiziente Druckentlastung durch Silikon-Gel-Kissen. Das Muster ist 150 x 100 mm groß und beispielsweise als ergonomische Handgelenkauflage, Kühl- oder Wärmekissen nutzbar.

Gratis Gel-a-Med® Muster bestellen - so geht's:

- ✓ Online unter www.gel-a-med.com
- ✓ Per E-Mail an info@gel-a-med.com

Ihr Gratis-Muster

aus Silikon-Gel · 150 x 100 mm
als ergonomische
Handgelenkauflage nutzbar



Sondergrößen · Spezialausführungen

Sondergrößen sind nach individuellen Anforderungen bestellbar. Durch langjährige Erfahrung in der Medizinprodukteherstellung entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden die perfekte Produktlösung. Gerne fertigen wir Gel-Komponenten nach Vorgabe für die Weiterverarbeitung oder für den Verkauf unter Ihrer Eigenmarke.

Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt:

- ✓ Frei wählbare Dimensionen
- ✓ Frei wählbare Höhe/Stärke
- ✓ Individuelle Form
- ✓ Individuelle Einfärbung oder klar/transparent
- ✓ Auf Wunsch mit Bezug (Stoff/Farbe frei wählbar)



Wir beraten Sie gern und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Telefon +49 211 556333 · info@gel-a-med.com

Fragen Sie auch nach unseren Produkten aus den Bereichen
Living & Care · Automotive · Motorcycle · Aviation · Railway

Gel-a-Med[®]

Medizinisches Sitzen und Liegen